

2 ALC-Rec の各画面

■ [画面表示]メニュー

パスワード

① パスワード (英数4文字まで)

② アプリ使用をパスワードで制限する

測定者登録画面を表示する時 有効性確認機能を使用する時 検索画面を表示する時

所属登録画面を表示する時

メイン画面の初期表示

③ 測定者用画面・管理者用画面を1つのウィンドウで表示する

測定者用の画面のみ表示する (測定結果を非表示にする)

測定者用画面でロックする

測定者用画面・管理者用画面を別々のウィンドウで表示する

測定者用画面の画像の表示サイズ

測定結果表示欄

表示スタイル

④ 背景色を交互に別の色にする

⑤ フォントサイズ 大 (16Pixel) 中 (14Pixel) 小 (12Pixel)

測定結果メールの表示方法

ALC-PRO測定結果メール・未測定理由登録/変更メール

⑥ 文字色 例

測定場所

ALC-Mobile測定結果メール

⑦ 測定場所の形式 住所 GPS (10進法) GPS (60進法)

⑧ 文字色 例

測定場所

アルコール測定結果