

アプリアップデート手順

# 管理者ログイン

アプリを終了 ×



顔認証で  
ログインする



IDとパスワードで  
ログインする



設定



履歴

ログインを  
スキップする



## 設定



マスタ設定



ネットワーク・  
デバイス設定



測定・点呼設定



アプリ設定



## アプリ設定

通知設定

パスワード  
設定

ジェスチャー  
設定

連動設定

再起動設定

画面遷移設定

設置場所設定

管理者  
ログイン設定

アプリ  
について



## アプリ情報

使用IP: 192.168.179.18/24

アプリバージョン: 0.9.1

最新のバージョンがアップされています。

アップデート実施

## アプリ情報

アップデート情報があります。  
アプリをアップデートしますか？  
この処理には数分間かかります。

いいえ

はい

## アプリ情報

更新データダウンロード中

しばらくお待ちください。。。。



e点呼セルフ



e点呼セルフ

セキュリティ上の理由から、お使いのタブレットではこの提供元からの不明なアプリをインストールすることはできません。

キャンセル

設定


初回アップデート時のみ

キャンセル

次へ



← 不明なアプリのインストール



e点呼セルフ  
1.0

この提供元のアプリを許可



不明なアプリをインストールするとタブレットや個人データが攻撃を受ける可能性が高くなります。この提供元からアプリをインストールすることにより、アプリの使用により生じる可能性があるタブレットへの損害やデータの損失について、ユーザーご自身が単独で責任を負うことに同意するものとします。

初回アップデート時のみ

← 不明なアプリのインストール



e点呼セルフ  
1.0

この提供元のアプリを許可



不明なアプリをインストールするとタブレットや個人データが攻撃を受ける可能性が高くなります。この提供元からアプリをインストールすることにより、アプリの使用により生じる可能性があるタブレットへの損害やデータの損失について、ユーザーご自身が単独で責任を負うことに同意するものとします。

初回アップデート時のみ



## e点呼セルフ

この既存のアプリにアップデートをインストールしますか？既存のデータが失われることはありません。特別なアクセス権も必要ありません。

キャンセル

インストール



e点呼セルフ



アプリをインストールしました。

完了 開く